

Hinweise zur Arbeit mit dem LabVIEW Skript und LabVIEW 2013 oder höher

Ab LabVIEW 2013 ist das im Skript zur Einführung verwendete VI 'Temperature System Demo.vi' nicht mehr in der LabVIEW Installation erhalten. Wenn Sie das VI in LabVIEW 2013 (oder höher) öffnen wollen, kopieren Sie die Datei 'Tempsys_2012.llb' in ihr LabVIEW-Arbeitsverzeichnis.

Auf Seite 7 des Skriptes (3. Auflage) wird das VI mit Hilfe des 'Example Finders' geladen. Für LabVIEW 2013 (und höher) öffnen Sie das VI 'Temperature System Demo.vi' aus der LabVIEW Startbildschirm (Abbildung 2.2 Seite 9) indem Sie auf 'Open Existing' klicken, dann auf 'Tempsys_2012.llb' klicken und darin auf 'Temperature System Demo.vi'. Danach können Sie auf Seite 11 des Skriptes weiterarbeiten.